




HairMax Opaska Laserowa 82

Producent: HairMax

Czas wysyłki: 72 godziny

Cena

4 090,00 PLN

Opis produktu

Zastosowana w **Opasce Laserowej HairMax** rewolucyjna technologia zimnego lasera, pobudzająca produkcję ATM, (energii niezbędnej do prawidłowego transportu wewnątrzkomórkowego) **skutecznie stymuluje wzrost włosów**. Zwiększa przepływ krwi, ilość wprowadzanego tlenu i substancji odżywczych do mieszków włosowych. Działa antyoksydacyjnie i **hamuje rozwój DHT**.

Terapia światłem zimnego lasera **HairMax** wspiera przywrócenie naturalnego cyklu wzrostu włosów, co skutkuje wzrostem nowych włosów, które są gęstsze, grubsze i pełne życia.

Opaska Laserowa HairMax skutecznie spowalnia proces łysienia również androgennego. Efekty widoczne po 6 miesiącach.

Unikalny projekt obejmuje opatentowany mechanizm ząbków rozdzielających włosy, który można znaleźć wyłącznie w urządzeniach HairMax – te właśnie ząbki rozdzielają włosy w trakcie zabiegu, tak aby maksymalna dawka światła lasera dotarła bezpośrednio do mieszków włosowych w celu uzyskania optymalnych wyników. Teraz można cieszyć się wzrostem nowych włosów, większą gęstością, a także zdrowszymi, grubszymi i atrakcyjniejszymi włosami dzięki **NOWEJ opasce LaserBand HairMax**.

Przeznaczeniem **Opaski Laserowej HairMax** jest wspomaganie leczenia łysienia androgenowego i promowanie wzrostu włosów u mężczyzn, których w Klasyfikacji Norwood-Hamilton określono jako typ od IIa do V, a także u kobiet, u których według skali łysienia Ludwig (Savin) stwierdzono stopień łysienia włosów I-4, II-1, II-2, lub występuje u nich łysienie okolicy czołowej z fototypem skóry od I do IV w klasyfikacji Fitzpatricka.

Skuteczność działania zimnego lasera jest poparta ponad 20-letnimi badaniami naukowymi.

Korzyści:

- Stymuluje wzrost włosów
- Zmniejsza wypadanie włosów
- Zwiększa gęstość i grubość
- Ożywia zniszczone włosy
- Odwraca proces miniaturyzacji mieszków włosowych

- Nie odnotowano niekorzystnych skutków ubocznych
- Zatwierdzone przez FDA* dla mężczyzn i kobiet

Najważniejsze cechy Opaski Laserowej HairMax

- Nowa, ulepszona opaska LaserBand HairMax do stosowania bez użycia rąk
- 82 punkty światła laserowego
- Zaokrąglony projekt opaski zapewnia jednakową i równą dystrybucję światła lasera
- Opatentowane ząbki skutecznie rozdzielają włosy, co zapewnia dotarcie maksymalnej dawki leczniczego światła do skóry głowy
- Czas zabiegu krótszy niż 90 sekund
- Bezprzewodowe i lekkie urządzenie zapewniające wygodę oraz swobodę ruchów
- Akumulator z możliwością ładowania

Sposób użycia:

Zabieg trwa krócej niż 90 SEKUND – w tym czasie można go przeprowadzić na całej skórze głowy lub z łatwością skupić się na obszarach problematycznych poczynawszy od linii włosów na czole po tył głowy przez 30 sekund na dany obszar. Przeprowadzać co 2 dni.